

離床CATCH設定フロー

センサー 選定手順

すべての患者の「動作」「認知力」を考慮し、
ともに該当する場合は**離床CATCH**をご使用下さい

認知

認知力の低下もしくはナースコースを押してもらえないため、
転倒転落の可能性が高い

動作

麻痺・失調などにより動作が不安定

離床CATCH
使用

歩行時に転倒リスクがある人

→ **端座位検知** にて使用

立ちあがり時に転倒リスクがある人、移乗介助が必要な人

→ **起きあがり検知** にて使用



お見舞いの方がいらっしゃる場合は機能をOFFにして下さい。お帰りになられたらONに戻すこと！